

**АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»**

**Аппарат определения температуры самовоспламенения жидкостей**  
*ЛинтеА*<sup>®</sup> СВ-10

**ПАСПОРТ**  
**АИФ 2.772.019 ПС**



## Аппарат определения температуры самовоспламенения жидкостей

|                      |               |                |                   |                |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| <i>ЛинтеА®</i> СВ-10 |               | АИФ 2. 772.019 |                   | __ . __ . 20__ |
| (тип)                | (модификация) | (обозначение)  | (заводской номер) | (дата выпуска) |

### 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Аппарат *ЛинтеА®* СВ-10 (в дальнейшем - аппарат), предназначен для экспериментального определения температуры самовоспламенения жидкостей в соответствии со стандартом ГОСТ 12.1.044.
- 1.2 Область применения - лаборатории промышленных предприятий и организаций, научно-исследовательские институты.
- 1.3 Аппарат изготовлен в климатическом исполнении группы УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.4 Эксплуатационные характеристики аппарата указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Эксплуатационные характеристики

| Характеристика   | Единица измерения | Значение         |
|--|-------------------|------------------|
| Время стабилизации заданной температуры при нагреве от комнатной, не более | мин               | 30               |
| Жидкости с температурой самовоспламенения                                  | °С                | от 50 до 600     |
| Давление   | кПа               | от 90,6 до 106,6 |
| Напряжение сети питания  | В                 | от 187 до 242    |
| Частота сети питания   | Гц                | от 49 до 51      |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, не более                           | Вт                | 1200             |
| Температура окружающей среды   | °С                | от 10 до 35      |
| Относительная влажность при температуре +25°С, не более                    | %                 | 80               |

- 1.5 Массо-габаритные характеристики аппарата указаны в таблице 2.

Таблица 2 – Массо-габаритные характеристики

| Характеристика                               | Единица измерения | Значение    |
|--|-------------------|-------------|
| Масса аппарата, не более                     | кг                | 10          |
| Размеры аппарата (ширина x высота x глубина) | мм                | 490x285x300 |

- 1.6 Точностные характеристики аппарата указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Точностные характеристики

| Характеристика                   | Единица измерения | Значение |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| Точность поддержания температуры | °С                | ±12      |

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| Обозначение      | Наименование  | Кол-во | Примечание |
|------------------|---|--------|------------|
| АИФ 2.772.019    | Аппарат определения температуры самовоспламенения жидкостей <i>ЛинтеЛ</i> ® СВ-10 | 1      |            |
| АИФ 2.772.019 РЭ | Руководство по эксплуатации   | 1      |            |
| АИФ 2.772.019 ПС | Паспорт   | 1      |            |
| АИФ 2.772.019 МА | Программа и методика аттестации   | 1      |            |
|                  |   |        |            |
|                  | <u>Комплектность ТРМ-210</u>  |        |            |
|                  | Руководство по эксплуатации   | 1      |            |
|                  | Паспорт   | 1      |            |
|                  |   |        |            |
|                  | <u>Принадлежности</u>   |        |            |
|                  | Колба КН-200 ГОСТ 19908   | 2      |            |
|                  | Шприц 1мл инсулиновый   | 10     |            |



- 4.9 Если в течение гарантийного периода в изделии будет обнаружен дефект материала или изготовления, производитель на своё исключительное усмотрение отремонтирует или заменит изделие аналогичным.
- 4.10 По истечении гарантийного срока ремонт изделия производится на общих основаниях и в соответствии с тарифами, установленными производителем
- 4.11 Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, дефект, неудовлетворительное функционирование, возникшие в результате:
- сбоев в работе изделия из-за несоблюдения правил эксплуатации;
  - механических повреждений аппарата, вызванных небрежностью при эксплуатации;
  - повреждений, возникших вследствие небрежности при транспортировке;
  - повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, пыли, веществ, жидкостей, насекомых, грызунов;
  - повреждений, вызванных стихийным бедствием (грозой, молнией, наводнением и т. д.);
  - повреждений, вызванных несоответствием государственным стандартам параметров питающих сетей;
  - неисправности порта COM вызванной подключением/отключением периферийного устройства при включённом питании;
  - любой другой причины, не связанной с производственным дефектом изделия.
- 4.12 Гарантия не распространяется на колбу КН-200 ГОСТ 19908.
- 4.13 Предприятие-изготовитель гарантирует неизменность точностных характеристик, подтвержденных при первичной аттестации после транспортировки.

## 5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

- 5.1 Рекламации предъявляются при условии ведения учета неисправностей при эксплуатации (см. Приложение А). Лист учета неисправностей направлять изготовителю с сопроводительным письмом.
- 5.2 Для предъявления рекламаций обращаться по адресу:  
АО БСКБ «Нефтехимавтоматика».  
450075, г. Уфа пр. Октября, 149.

Контакты:

|                          |                    |                                     |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| приёмная                 | тел.               | (347) 284-27-47                     |
|                          | факс               | (347) 284-35-81                     |
|                          | e-mail             | info@bashnxa.ru                     |
| техническая<br>поддержка | тел.               | (347) 284-28-32                     |
|                          | e-mail             | support@bashnxa.ru                  |
|                          | Skype <sup>1</sup> | neftehimavtomatika                  |
| поставка<br>оборудования | тел.               | (347) 284-44-36,<br>(347) 284-27-34 |

Наша страница в Интернете: [bashnxa.ru](http://bashnxa.ru)

<sup>1</sup> Для организации видеоконференций и консультаций (по предварительной договорённости по телефону).

